

Instruções de uso 1.

Retire o suporte da lâmina da embalagem estéril. 2.

Extraia a lâmina do suporte da lâmina usando uma pinça.

3. Instale a lâmina na cabeça do microcerátomo Moria® CBM-ALTK.

MANUSEIE COM CUIDADO para evitar danos ao delicado fio de corte da lâmina.

4. Prossiga de acordo com as instruções do manual do operador do microcerátomo.

Após o uso

1. Remova cuidadosamente a lâmina da cabeça e descarte-a em uma lixeira de resíduos médicos.

Condições de

Armazenamento: Os produtos MED-LOGICS CLB® não exigem condições especiais de armazenamento, mas devem ser armazenados em condições normais de armazenamento, incluindo proteção contra umidade, frio extremo (menos de 5 °C) e calor excessivo (acima de 40 °C). A validade do produto é de 5 anos a partir da data de fabricação.

CUIDADOS

A lei federal dos EUA restringe a venda e o uso a médicos ou por ordem deles.

A esterilização por ETO é realizada nas embalagens das lâminas. Nunca abra a embalagem das lâminas até o momento do uso. Não utilize a lâmina se a embalagem estiver violada. O efeito da esterilização pode ser enfraquecido e a lâmina pode se tornar não estéril.

Este produto destina-se ao uso por médicos ou técnicos experientes que tenham recebido instruções adequadas sobre o uso do microcerátomo em questão. Este produto destina-se apenas a adultos com 18 anos ou mais que tenham sido considerados candidatos adequados para a cirurgia LASIK por um médico qualificado.

Instruções de uso

1. Remova o suporte da lâmina da bolsa estéril. 2. 3.

Extraia a lâmina do suporte da lâmina usando uma pinça.

Instale a lâmina na cabeça do microcerátomo Moria® CBM-ALTK.

MANUSEIE COM CUIDADO para evitar danos ao delicado fio de corte da lâmina.

4. Prossiga de acordo com as instruções do manual do operador do microcerátomo.

Após o uso

1. Remova cuidadosamente a lâmina da cabeça e descarte-a em uma lixeira de resíduos médicos.

Condições de

Armazenamento: Os produtos MED-LOGICS CLB® não exigem condições especiais de armazenamento, mas devem ser armazenados em condições normais de armazenamento, incluindo proteção contra umidade, frio extremo (menos de 5 °C) e calor excessivo (acima de 40 °C). A validade do produto é de 5 anos a partir da data de fabricação.

CUIDADOS

A lei federal dos EUA restringe a venda e o uso a médicos ou por ordem deles.

A esterilização por ETO é realizada nas embalagens das lâminas. Nunca abra a embalagem das lâminas até o momento do uso. Não utilize a lâmina se a embalagem estiver violada. O efeito da esterilização pode ser enfraquecido e a lâmina pode se tornar não estéril.

Este produto destina-se ao uso por médicos ou técnicos experientes que tenham recebido instruções adequadas sobre o uso do microcerátomo em questão. Este produto destina-se apenas a adultos com 18 anos ou mais que tenham sido considerados candidatos adequados para a cirurgia LASIK por um médico qualificado.

©2025 Direitos autorais MED-LOGICS, Inc.®

Todos os direitos reservados.

P/N: 900-3947-000

©2025 Direitos autorais MED-LOGICS, Inc.®

Todos os direitos reservados.

P/N: 900-3947-000

CLB®

CALIBRATED LASIK BLADE

ML7020



Lâmina MED-LOGICS para uso com o Moria® CBM-ALTK Microcerátomo

A MED-LOGICS ML7020 CLB® é uma lâmina de USO ÚNICO projetada para cortar uma capa corneana precisa quando usada com o microcerátomo Moria® CBM-ALTK.



MED-LOGICS, Inc.®

1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 EUA

Tel.: +1-949-582-3891/ E-mail: info@mlogics.com



Representante Europeu EC

Rep Ltd, 5

Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Irlanda Tel.:

+353-89 225-1951/ E-mail: info@ecrep.ie



Representante do

Reino Unido Responsible

Person Ltd, Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edimburgo, EH6

7BD, Reino Unido Tel.: +44-7543-672-888/ E-mail: info@responsible-person.co.uk

O microcerátomo CBM-ALTK é um produto e Moria® é uma marca registrada da Moria Surgical, SA. A MED-LOGICS, Inc.® não é afiliada à Moria Surgical, SA

Patente dos EUA nº 6.663.644. Patentes estrangeiras e americanas adicionais pendentes.



CLB®

CALIBRATED LASIK BLADE

ML7020



Lâmina MED-LOGICS para uso com o Moria® CBM-ALTK Microcerátomo

A MED-LOGICS ML7020 CLB® é uma lâmina de USO ÚNICO projetada para cortar uma capa corneana precisa quando usada com o microcerátomo Moria® CBM-ALTK.



MED-LOGICS, Inc.®

1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 EUA

Tel.: +1-949-582-3891/ E-mail: info@mlogics.com



Representante Europeu EC

Rep Ltd, 5

Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Irlanda Tel.:

+353-89 225-1951/ E-mail: info@ecrep.ie



Representante do

Reino Unido Responsible

Person Ltd, Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edimburgo, EH6

7BD, Reino Unido Tel.: +44-7543-672-888/ E-mail: info@responsible-person.co.uk

O microcerátomo CBM-ALTK é um produto e Moria® é uma marca registrada da Moria Surgical, SA. A MED-LOGICS, Inc.® não é afiliada à Moria Surgical, SA

Patente dos EUA nº 6.663.644. Patentes estrangeiras e americanas adicionais pendentes.



AVISOS

Este produto não se destina a outros fins além da criação de retalhos corneanos com o microcerátomo Moria® CBm-ALTK.

Este produto foi desenvolvido para uso único e, portanto, não deve ser reutilizado. A reutilização da lâmina pode causar infecção e defeitos no leito estromal ou no retalho.

Não reesterilize. A esterilização adicional pode comprometer o conjunto da lâmina, o que pode resultar em lesões ao paciente.

Verifique a integridade da lâmina antes do uso. Inspeccione o fio de corte da lâmina sob um microscópio para garantir que não haja danos. Teste a lâmina no microcerátomo para garantir que ela opere livremente. Se a lâmina estiver danificada ou com defeito, **NÃO USE**, pois isso pode danificar o equipamento ou causar lesões ao paciente. Se a lâmina estiver com defeito, entre em contato com a MED-LOGICS ou um representante autorizado.

Se a data de validade estiver vencida, não utilize o produto. A peça pode não estar mais estéril e apresentar outras deficiências causadas pela idade. Essas deficiências podem danificar o equipamento ou causar lesões ao paciente.

Símbolos usados na rotulagem

	Catalog Number
	Lot Number
	Manufacturer
	Authorized Representative in the EU
	Authorized Representative in the UK
	CE Marking and Authorized Rep No.
	Consult Instructions for Use
	Caution
	Do Not Reuse
	Do not use if package is damaged
	Sterilized using Ethylene Oxide
	For Use by, or on the Order of, a Physician
	Date / Country of Manufacture: (YYYY-MM)
	Use by: (YYYY-MM)
	Medical Device
	Unique Device Identifier

Garantia do Produto e Limitações de Responsabilidade

A MED-LOGICS garante que a Lâmina LASIK Calibrada (CLB®) estará em conformidade com a versão atual da MED-LOGICS das especificações do produto para tais lâminas descartáveis em todos os aspectos materiais e estará livre de defeitos de material ou fabricação por um período igual à data de validade da lâmina. A MED-LOGICS exclui todas as outras garantias, sejam expressas, implícitas ou por força de lei, incluindo, mas não se limitando a quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação. A MED-LOGICS não será responsável por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, consequenciais ou exemplares, direta ou indiretamente resultantes do uso da CLB®, mesmo que a MED-LOGICS tenha sido avisada da possibilidade de tais perdas, danos ou despesas.

L2M SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA - RUA OSASCO n.º 949 LOTE 5 -1 QUADRA02 ANDAR 01 SALA 01 - EMPRESARIAL ANHANGUERA, Cajamar, São Paulo, Brasil, CEP: 07.753-040 Número da Notificação ANVISA: 82236559001

AVISOS

Este produto não se destina a outros fins além da criação de retalhos corneanos com o microcerátomo Moria® CBm-ALTK.

Este produto foi desenvolvido para uso único e, portanto, não deve ser reutilizado. A reutilização da lâmina pode causar infecção e defeitos no leito estromal ou no retalho.

Não reesterilize. A esterilização adicional pode comprometer o conjunto da lâmina, o que pode resultar em lesões ao paciente.

Verifique a integridade da lâmina antes do uso. Inspeccione o fio de corte da lâmina sob um microscópio para garantir que não haja danos. Teste a lâmina no microcerátomo para garantir que ela opere livremente. Se a lâmina estiver danificada ou com defeito, **NÃO USE**, pois isso pode danificar o equipamento ou causar lesões ao paciente. Se a lâmina estiver com defeito, entre em contato com a MED-LOGICS ou um representante autorizado.

Se a data de validade estiver vencida, não utilize o produto. A peça pode não estar mais estéril e apresentar outras deficiências causadas pela idade. Essas deficiências podem danificar o equipamento ou causar lesões ao paciente.

Símbolos usados na rotulagem

	Catalog Number
	Lot Number
	Manufacturer
	Authorized Representative in the EU
	Authorized Representative in the UK
	CE Marking and Authorized Rep No.
	Consult Instructions for Use
	Caution
	Do Not Reuse
	Do not use if package is damaged
	Sterilized using Ethylene Oxide
	For Use by, or on the Order of, a Physician
	Date / Country of Manufacture: (YYYY-MM)
	Use by: (YYYY-MM)
	Medical Device
	Unique Device Identifier

Garantia do Produto e Limitações de Responsabilidade

A MED-LOGICS garante que a Lâmina LASIK Calibrada (CLB®) estará em conformidade com a versão atual da MED-LOGICS das especificações do produto para tais lâminas descartáveis em todos os aspectos materiais e estará livre de defeitos de material ou fabricação por um período igual à data de validade da lâmina. A MED-LOGICS exclui todas as outras garantias, sejam expressas, implícitas ou por força de lei, incluindo, mas não se limitando a quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação. A MED-LOGICS não será responsável por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, consequenciais ou exemplares, direta ou indiretamente resultantes do uso da CLB®, mesmo que a MED-LOGICS tenha sido avisada da possibilidade de tais perdas, danos ou despesas.

L2M SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA - RUA OSASCO n.º 949 LOTE 5 -1 QUADRA02 ANDAR 01 SALA 01 - EMPRESARIAL ANHANGUERA, Cajamar, São Paulo, Brasil, CEP: 07.753-040 Número da Notificação ANVISA: 82236559001